



Centro di Odontoiatria Operativa  
Divisione Materiali e Ricerca  
Via Guizza, 309 - 35125 Padova  
Tel. 049 681123 - Fax 049 8806560

**CATALOGO DENTALE DEI MATERIALI**  
**PER**  
**PROTESI MOBILE**



## MODALITA' PER L'ACQUISTO

Egregio Dottore,

Le presento l'Edizione aggiornata del Catalogo Dentale dei Materiali Essenziali, suddiviso in 4 Volumi.

Nel Catalogo Dentale sono stati selezionati ed inseriti **392 materiali essenziali che permettono di eseguire razionalmente tutte le procedure**, derivanti dallo studio dei Protocolli Clinici del Sistema AT®.

I materiali possono essere ordinati singolarmente o già disposti in vassoi completi, per permettere la **utilizzazione sequenziale** di tutti i prodotti necessari per una determinata metodica.

La presentazione di ogni singolo prodotto comprende una **foto illustrativa**, il **prezzo**, il **nome del prodotto** con la **confezione**, il **codice** che serve per ordinare e la **descrizione** che evidenzia in modo esauriente la sua **caratteristica** ed **utilizzazione**.

Nel Sito sono state incluse le **Sequenze Operative**, derivanti dallo studio dei Protocolli Clinici del Sistema AT®, per una maggiore ottimizzazione delle metodiche odontoiatriche.

Gli ordini possono essere effettuati utilizzando:

- **il modulo fax** (vedi tasto) **ed inviandolo** al numero 049 880 6560 (2 linee r.a.)
- **il modulo e-mail** (vedi tasto)
- **telefonando** al numero 049 681 123 (6 linee r.a.)

Condizioni di vendita:

- **ordine minimo** € 100,00 (IVA esclusa)
- **i prezzi pubblicati**, potrebbero variare a causa di eventi straordinari e verranno aggiornati sul Sito
- **tutti i prezzi** si intendono IVA esclusa
- **trasporto gratuito** per ordini dell'importo minimo di € 250,00 (IVA esclusa).

Per ogni informazione merceologica sui materiali siamo sempre a Sua disposizione al numero 049 880 8661 (4 linee r.a.).

La saluto cordialmente e Le auguro buon lavoro.

Dott. Luciano Zanoni  
Responsabile della Divisione Materiali e Ricerca  
del Centro di Odontoiatria Operativa

---

Centro di Odontoiatria Operativa s.r.l. - Via Guizza, 309 - 35125 Padova - Tel. 049 681123 - Fax 049 8806560








I PORTAIMPRONTA PIÙ RIGIDI CON LA OTTIMALE STABILITÀ DIMENSIONALE

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 3,83	<b>Portaimpronta AT N.2 superiore forato</b> per arcata misura piccola in acciaio inox con bordo.	<b>1510</b>	Se il portaimpronta superiore viene utilizzato per protesi rimovibile esso <b>deve abbracciare i tuber maxillae</b> ed arrivare alla zona di confine tra palato molle e duro.
	€ 3,83	<b>Portaimpronta AT N.4 superiore forato</b> per arcata misura media in acciaio inox con bordo.	<b>1511</b>	I portaimpronta sono stati selezionati per la loro <b>rigidità che impedisce la deformazione dell'impronta</b> durante il suo dislocamento.
	€ 3,83	<b>Portaimpronta AT N.6 superiore forato</b> per arcata misura grande in acciaio inox con bordo.	<b>1512</b>	I bordi permettono la <b>ritenzione ottimale</b> del materiale da impronta.  Se l'impronta della arcata superiore viene eseguita per protesi fissa il riempimento palatale non è necessario.
	€ 3,83	<b>Portaimpronta AT N.2 inferiore forato</b> per arcata misura piccola in acciaio inox con bordo.	<b>1530</b>	I portaimpronta inferiori non presentano la estensione interna per non interferire con i tessuti linguali e in caso di riflessi faringe possono essere utilizzati anche per impronte per <b>protesi fissa all'arcata superiore</b> .
	€ 3,83	<b>Portaimpronta AT N.4 inferiore forato</b> per arcata misura media in acciaio inox con bordo.	<b>1531</b>	Se i portaimpronta inferiori vengono utilizzati per protesi rimovibile devono abbracciare i trigoni retromolari.
	€ 3,83	<b>Portaimpronta AT N.6 inferiore forato</b> per arcata misura grande in acciaio inox con bordo	<b>1532</b>	Nel caso di impronte di arcate antagoniste è sufficiente che vengano riprodotte <b>le superfici occlusali</b> degli elementi dentari.
  	€ 16,63	<b>Alginato Phase Plus</b> Zhermack a variazione cromatica nella reazione di consolidamento.  Confezione comprendente: - due buste da 453 g - un misurino per la polvere dell'alginato - un misurino per l'acqua.	<b>1500</b>	L'alginato è stato selezionato perché permette di <b>valutare il tempo di lavoro</b> ; durante il consolidamento il colore vira dal colore rosa originario al viola e al bianco. Quando assume il colore bianco bisogna interrompere il mescolamento del materiale ed eseguire la impronta. Per le impronte inferiori si utilizza un misurino di polvere e un misurino di liquido. Per le impronte superiori si utilizza un misurino e mezzo di polvere e un misurino e mezzo di liquido. L'alginato è il materiale di elezione per la realizzazione delle prime impronte per protesi rimovibile e per le impronte per modelli di studio. L'alginato si utilizza anche per impronte di arcate antagoniste.
	€ 3,10	<b>Contenitore AT 500 ml</b> con coperchio per predisporre l'alginato.	<b>1502</b>	Con il misurino della polvere si preleva dal contenitore l'alginato. La polvere di alginato deve essere <b>agitata nel suo contenitore prima</b> del prelevamento.
	€ 2,52	<b>Scodella AT</b> per mescolazione in plastica.	<b>1505</b>	È necessario versare <b>prima la polvere di alginato</b> e successivamente l'acqua e poi mescolare con la spatola.










L'ALGINATO CON MAGGIORE STABILITÀ DIMENSIONALE NELLE PRIME ORE

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 1,30	<b>Contenitore per liquidi AT 250 ml</b> con tappo contagocce per l'acqua.	1652	Con il contenitore con il contagocce si riempie il misurino per l'acqua. Avere l'acqua già disponibile nel vassoio rende più rapida la preparazione dell'alginato. Dopo aver riempito il portaimpronta è opportuno passare le dita bagnate con acqua sulla superficie dell'alginato per renderla regolare. In questo modo nella impronta sono riprodotti i <b>particolari fini delle arcate</b> . L'acqua del contenitore si utilizza anche per bagnare i rulli di cotone per mantenere l'umidità ottimale nei sacchetti che contengono le impronte.
	€ 0,90	<b>Spatola grande AT</b> per mescolazione, in plastica.	1504	La <b>mescolazione iniziale</b> dell'alginato avviene con <b>movimenti lenti</b> della spatola fino ad inglobare tutta la polvere nel liquido. La mescolazione rapida dell'alginato viene poi eseguita permettendo alla scodella di eseguire piccoli movimenti rotatori all'interno della mano sinistra (tenuta leggermente allargata) mentre la mano destra esegue la <b>spatolazione rapida</b> . Per rendere più rapida la mescolazione si tiene la scodella rovesciata.
	€ 3,00	<b>Sacchetti di plastica AT</b> della misura di 20x30 cm per conservare le impronte in alginato.  Confezione di 100 sacchetti.	1540	L'ambiente saturo di vapore acqueo all'interno del sacchetto permette la conservazione delle impronte in alginato, <b>evitando la retrazione dimensionale</b> .
	€ 2,58	<b>Contenitore AT 250 ml</b> con coperchio per sacchetti di plastica.	1503	I sacchetti vengono utilizzati per conservare al loro interno i rulli di cotone e le impronte, <b>prima della colatura del modello</b> in gesso, in ambiente saturo di vapore acqueo.
	€ 8,10	<b>Rulli salivari AT con portarulli</b> rulli di cotone del diametro di 10 mm.  Confezione di 470 rulli.	1550	I rulli bagnati di acqua vengono utilizzati per la conservazione delle impronte all'interno dei sacchetti di plastica, dove mantengono un <b>ambiente saturo di vapore acqueo</b> . I rulli non devono essere collocati dentro l'impronta ma accanto ad essa. Il contatto diretto con l'acqua provocherebbe infatti il rigonfiamento e la deformazione dell'alginato.
	€ 8,00	<b>Rulli salivari AT</b> di cotone del diametro di 10 mm.  Confezione di 940 rulli.	1551	
	€ 19,40	<b>Cera rosa</b> in fogli Moyco.  Confezione di 27 fogli.	1600	Nella lastra di cera appaiono i punti forati <b>corrispondenti ai punti di contatto tra le arcate</b> .
	€ 9,30	<b>Forbice chirurgica AT curva</b> in acciaio inox, della lunghezza di 11,5 cm.	0660	La lastra viene piegata su se stessa, e viene tagliata con la forbice <b>adattandola alla forma e dimensione della arcata</b> .
	€ 22,27	<b>Fornello a gas</b> con accensione piezoelettrica e con carica di gas butano da 290 g.	1620	Il fornello a gas <b>riscalda molto più rapidamente</b> del fornello ad alcool.
	€ 1,55	<b>Ricarica di gas butano</b> per fornello a gas da 290 g.	1621	






LA RESINA SPECIFICA PER PORTAIMPRONTA SU MISURA

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 71,41	<b>Resina per portaimpronta su misura Formatray Kerr.</b>  Confezione contenente: - un barattolo di polvere da 1 kg - un misurino per prelevare la polvere - un flacone di liquido catalizzatore da 400 ml.	1640	Il prodotto è previsto per l'uso odontotecnico, ma può anche essere utilizzato nello studio per realizzare direttamente <b>portaimpronta su misura alla poltrona del paziente.</b>
	€ 32,68	<b>Resina per portaimpronta su misura Formatray polvere Kerr.</b> Barattolo di polvere da 1 kg.	1641	
	€ 33,75	<b>Resina per portaimpronta su misura Formatray liquido Kerr.</b> Flacone di liquido catalizzatore da 400 ml.	1642	
	€ 1,00	<b>Bicchierino in vetro AT grande</b> per mescolazione, del diametro di 55 mm e dell'altezza di 70 mm.	1630	La resina consolidata può essere rimossa all'interno del bicchierino lasciandolo <b>immerso in acqua</b> per qualche decina di minuti.
	€ 4,50	<b>Spatola AT</b> per mescolazione in acciaio inox della larghezza di 8 mm.	0520	Per preparare la resina per portaimpronta si aggiunge progressivamente polvere al liquido fino ad avere un <b>impasto leggermente granuloso.</b>
	€ 2,58	<b>Alluminio in fogli AT 60 x 70</b>  Confezione di 10 fogli in buste sterilizzabili.	2380	Applicare dei fogli di alluminio sotto al portaimpronta permette il formarsi di una superficie irregolare, che consente una <b>maggiore adesività al materiale da impronta</b> , e che tiene leggermente sollevato il portaimpronta dalla mucosa (evitando che si incarceri negli eventuali sottosquadri dell'arcata).
	€ 2,58	<b>Capsula di Petri AT</b> in vetro del diametro di 70 mm e della altezza di 15 mm.	0200	La capsula di Petri è dotata di un coperchio per proteggere il contenuto dalla polvere ed è per questo <b>il portafrese ideale.</b>
	€ 32,80	<b>Fresa per resina ISO 040</b> Komet con attacco per contrangolo.	1660	La fresa viene utilizzata per ridurre i bordi del portaimpronta e regolarizzarli dove necessario. La fresa con attacco per manipolo a contrangolo ha la stessa efficacia di quella per manipolo diritto e con essa si ha il vantaggio di non dovere sostituire il manipolo.
	€ 44,55	<b>Fresa al carburo di tungsteno</b> Komet ISO 012 ad alta velocità.  Confezione di 5 frese.	3030	La fresa al carburo di tungsteno con raffreddamento con spray è stata selezionata perché è <b>la fresa più rapida per eseguire fori</b> nella resina dei portaimpronta su misura. I fori vengono eseguiti per dare maggiore ritenzione al materiale da impronta.
	€ 31,29	<b>Valli preformati in cera L.A.D.</b>  Confezione di 100 valli.	1670	I valli preformati vengono utilizzati per determinare la altezza verticale e la posizione reciproca di massima intercuspiazione tra le arcate nei pazienti edentuli. I valli sono stati selezionati perché la cera è particolarmente morbida, ed è <b>modellabile a temperatura ambiente con la spatola</b> senza necessità di riscaldamento.










**LE CERE PER MASTICAZIONE PIU' MALLEABILI E CON MINORE DEFORMAZIONE**

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 76,46	<b>Superform</b> portaimpronta per edentuli.  Confezione comprendente: - 11 portaimpronta superiori - 13 portaimpronta inferiori - un compasso - un contenitore per i portaimpronta ed il compasso.	<b>1680</b>	I portaimpronta anatomici per edentuli sono stati selezionati perché <b>si adattano alla forma delle arcate atrofiche</b> e permettono quindi di eseguire con maggiore precisione la prima impronta di valutazione del caso durante la prima visita (impronta che viene utilizzata dal laboratorio per preparare il portaimpronta su misura in resina utilizzato nella prima seduta).
	€ 16,05	<b>Impression Compound</b> pasta termoplastica Kerr.  Confezione di 15 bastoncini verdi.	<b>1700</b>	La pasta termoplastica si utilizza <b>per estendere i portaimpronta in resina</b> quando la loro ampiezza è insufficiente.
	€ 19,33	<b>Cera verde morbida</b> Aluwax.  Confezione del peso totale di 425 g.	<b>1610</b>	La cera verde viene utilizzata per ispessire il bordo delle placche in resina, ottenendo una pressione differenziale maggiore sui margini, che impedisce il passaggio dell'aria e mantiene il meccanismo di sussione. La cera verde è <b>stata selezionata per il bordaggio delle placche in resina perché è riscaldabile alla fiamma ed è plasmabile a temperatura ambiente</b> della bocca del paziente, e si può quindi regolarizzare molto più facilmente della pasta termoplastica (che per questo motivo viene usata solo per estendere le placche in resina).
	€ 34,56	<b>Piano di Fox AT</b> in acciaio inox.	<b>1710</b>	La forcella interna del Piano di Fox viene appoggiata sulla superficie occlusale del vallo, per controllare che essa sia <b>parallela alla linea bipupillare e alla linea di Camper</b> (che unisce l'ala del naso al trago).
	€ 2,58	<b>Pennarello indelebile AT punta fine</b> Confezione di 2 pennarelli.	<b>2140</b>	Il pennarello si utilizza per segnare di <b>punti di riferimento sul naso e sul mento</b> per poter calcolare la altezza verticale di chiusura e di riposo.
	€ 5,16	<b>Calibro lineare millimetrato AT</b> in acciaio inox.	<b>3041</b>	Il calibro millimetrato si utilizza per regolare la altezza del vallo in cera in modo da ottenere una altezza verticale di chiusura tra naso e mento di <b>qualche millimetro inferiore alla altezza verticale di riposo</b> .
	€ 21,65	<b>Gesso Hydrocal</b> Kerr extraduro giallo.  Confezione di 5 kg.	<b>1720</b>	Il gesso extraduro è il <b>materiale di scelta per lo sviluppo delle impronte</b> .
	€ 150,00	<b>Vibratore per gesso AT</b> delle dimensioni di 14,5x16,5x8,5 cm con regolatore della potenza delle vibrazioni.	<b>1730</b>	Il vibratore è stato selezionato per la <b>alta frequenza di oscillazioni</b> e la conseguente rapidità di riempimento delle impronte. Il vibratore fluidifica l'impasto del gesso e permette il riempimento delle impronte senza inglobare bolle d'aria. Si applicano con la spatola quantità successive di gesso cremoso, tenendo la impronta inclinata, in modo che lo scorrimento dell'impasto sia regolare ed eviti l'intrappolamento di bolle d'aria.
	€ 2,58	<b>Polietilene rotolo</b> lungo 30 m.	<b>0118</b>	Il vibratore viene completamente ricoperto di polietilene <b>per facilitare la rimozione del gesso</b> che cade su di esso e renderne più agevole la detersione. Il polietilene si utilizza anche per <b>rivestire e proteggere il piano di lavoro</b> .




**I MATERIALI PIU' VERSATILI PER RIBASATURE FUNZIONALI**

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 134,73	<b>Ufi Gel Hard C</b> Materiale per ribasature dirette rigide Voco.  Confezione contenente: - 1 adesivo da 10 ml - 1 cartuccia da 80 g - 10 puntali di miscelazione tipo 8. - dispenser per cartucce.	1744	Il materiale permette <b>la ribasatura diretta rigida nella bocca del paziente</b> , facendo chiudere in massima intercuspidação e facendo eseguire al paziente i movimenti funzionali.  Il materiale consolida in pochi minuti.  I puntali di miscelazione permettono l'applicazione rapida del materiale sulla superficie interna della protesi mobile.  Il materiale é stato selezionato per la sua <b>stabilità nel tempo</b> .
	€ 32,12	<b>Puntali di miscelazione tipo 8</b> per Ufi gel Hard C.  Confezione di 50 puntali.	1750	
	€ 73,31	<b>Dispenser per cartucce tipo 2</b> Voco.	1741	Il dispenser permette la <b>mescolazione rapida</b> dei due componenti del materiale per ribasature dirette rigide.
	€ 40,72	<b>Hydro-Cast</b> Materiale per ribasature dirette funzionali.  Confezione contenente: - un contenitore con polvere da 130 g - un bicchierino in vetro - un flacone con liquido da 115 ml - 2 fiale di misurazione.	1760	Il materiale per ribasature dirette funzionali richiede tempi di ore o giorni per consolidare completamente (in rapporto alla quantità di polvere utilizzata), e questo permette una <b>modellazione del materiale con i movimenti funzionali del paziente</b> e un adattamento progressivo dei tessuti. Quando il materiale è completamente consolidato e la mucosa del paziente si è adattata la ribasatura funzionale deve essere trasformata in ribasatura indiretta in resina, inviando la protesi in laboratorio. Il materiale è stato selezionato <b>per il lungo tempo nel quale rimane malleabile e morbido</b> , e che permette un adattamento tissutale ottimale.
	€ 3,35	<b>Bicchierino monouso AT</b> per miscelazione.  Confezione di 100 bicchierini in plastica da 30 cc.	0591	
	€ 145,15	<b>Ufi Gel SC</b> Materiale per ribasature dirette morbide permanenti Voco.  Confezione contenente: - 1 adesivo da 10 ml - 1 cartuccia da 50 ml - 4 puntali di miscelazione tipo 8 - 1 glazing da 10 ml - 1 catalizzatore da 10 ml - 4 scodelline monouso con pozzetti - un manico per pennellini - 20 pennellini.	1740	Il materiale permette <b>la ribasatura diretta morbida permanente nella bocca del paziente</b> facendo chiudere in massima intercuspidação e facendo eseguire al paziente i movimenti funzionali.  Il materiale consolida in pochi minuti rimanendo elastico.  Il materiale morbido può essere mantenuto stabilmente nei pazienti con particolare fragilità dei tessuti molli.  Il materiale è stato selezionato per la sua <b>stabilità nel tempo</b> e va utilizzato nei casi di particolare fragilità della mucosa, quando anche le precedenti ribasature dirette funzionali di adattamento dei tessuti non consentono di utilizzare una protesi finale in resina rigida.  L'applicazione del glazing consente di ottenere un <b>aspetto finale lucido della protesi</b> .




**I MATERIALI MENO POROSI PER RIBASATURE MORBIDE**

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 4,10	<b>Scodellina AT</b> con pozzetti monouso in plastica.  Confezione di 50 scodelline.	<b>0990</b>	
	€ 13,00	<b>Manico AT</b> per pennellini monouso  Confezione di 5 manici.	<b>0995</b>	
	€ 3,90	<b>Pennellino monouso AT</b>  Confezione di 100 pennellini.	<b>0996</b>	
	€ 4,10	<b>Manico per bisturi AT</b> in acciaio inox della lunghezza 12,6 cm.	<b>1766</b>	Il bisturi si utilizza per <b>rifinire i margini della protesi</b> dagli eccessi del materiale morbido non asportabili con la forbice.
	€ 14,95	<b>Lama per bisturi AT</b> <b>n. 15.</b>  Confezione di 100 lame.	<b>1765</b>	Le lame possono essere montate <b>manualmente o tramite</b> <b>una pinza portaaghi.</b>
	€ 4,80	<b>Vassoio AT</b> in alluminio della misura di 28,5 x 18,5 x 1,7 cm.	<b>0100</b>	I vassoi contengono <b>tutti i materiali necessari</b> per le metodiche di Protesi Mobile secondo i Protocolli Clinici del Sistema AT.
	€ 4,80	<b>Coperchio AT</b> per vassoio.	<b>3305</b>	
	€ 4,00	<b>Vassoio piccolo AT</b> in alluminio della misura di 18,3 x 14 x 1,7 cm.	<b>0101</b>	
	€ 4,00	<b>Coperchio piccolo AT</b> per vassoio.	<b>3304</b>	
	€ 4,59	<b>Salvietta AT</b> di carta per vassoi.  Confezione di 250 salviette.	<b>0105</b>	Le salviette monouso <b>riducono il tempo necessario per</b> <b>la deterzione</b> dei vassoi.
	€ 3,50	<b>Salvietta piccola AT</b> di carta per vassoi.  Confezione di 250 salviette.	<b>0106</b>	Le salviette monouso collocate sui vassoi sono <b>sterilizzabili</b> <b>assieme agli strumenti.</b>


## I VASSOI COMPLETI PER PROTESI MOBILE CON MATERIALI GIA' PREDISPOSTI

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
<b>VASSOI COMPLETI PER PROTESI MOBILE</b>				
	€ 129,09	<b>Vassoio 30</b> per portaimpronta.	<b>0036</b>	<p>Componenti del vassoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1510) 5 portaimpronta per arcata superiore piccoli</li> <li>(1511) 5 portaimpronta per arcata superiore medi</li> <li>(1512) 5 portaimpronta per arcata superiore grandi</li> <li>(1530) 5 portaimpronta per arcata inferiore piccoli</li> <li>(1531) 5 portaimpronta per arcata inferiore medi</li> <li>(1532) 5 portaimpronta per arcata inferiore grandi</li> <li>(0100) 1 vassoio in alluminio</li> <li>(3305) 1 coperchio per vassoio in alluminio</li> <li>(0105) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi</li> </ul> <p><i>Il vassoio contiene i portaimpronta per l'esecuzione per un numero illimitato di impronte.</i></p> <p><b>Costo unitario per l'odontoiatra di utilizzazione dei portaimpronta: non valutabile ed ininfluenza nella gestione dello studio</b></p>
	€ 50,94	<b>Vassoio 31</b> per impronte in alginato.	<b>0037</b>	<p>Componenti del vassoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1500) 1 confezione di alginato con 2 misurini</li> <li>(1502) 1 contenitore medio</li> <li>(1505) 2 scodelle</li> <li>(1652) 1 contenitore con contagocce</li> <li>(1504) 2 spatole grandi</li> <li>(1540) 1 confezione di 100 sacchetti di plastica</li> <li>(1503) 1 contenitore piccolo</li> <li>(1550) 1 confezione di 470 rulli salivari con portarulli</li> <li>(0100) 1 vassoio in alluminio</li> <li>(0105) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi</li> </ul> <p><i>Il vassoio contiene tutta la strumentazione necessaria ed i materiali d'uso per l'esecuzione di circa 100 impronte in alginato.</i></p> <p><b>Costo indicativo unitario per l'odontoiatra dei materiali per eseguire una singola impronta in alginato: € 0,48</b></p>
	€ 40,20	<b>Vassoio 32</b> per cere di masticazione.	<b>0038</b>	<p>Componenti del vassoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1600) 1 confezione di cera rosa in fogli</li> <li>(0660) 1 forbice chirurgica curva</li> <li>(0101) 1 vassoio piccolo in alluminio</li> <li>(3304) 1 coperchio per vassoio piccolo in alluminio</li> <li>(0106) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi piccoli</li> </ul> <p><i>Il vassoio contiene tutta la strumentazione necessaria ed i materiali d'uso per realizzare circa 50 cere di masticazione.</i></p> <p><b>Costo indicativo unitario per l'odontoiatra dei materiali per eseguire una singola cera di masticazione: € 0,68</b></p>

**LE MEMBRANE RIASSORBIBILI IN COLLAGENE ADESIVE CHE NON RICHIEDONO SUTURA**

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 215,58	<b>Vassoio 33</b> per portaimpronta su misura.	<b>0039</b>	<p>Componenti del vassoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1640) 1 confezione di resina per portaimpronta</li> <li>(1503) 1 contenitore piccolo</li> <li>(1630) 1 bicchierino grande in vetro</li> <li>(0520) 1 spatola</li> <li>(2380) 5 confezioni di 10 fogli grandi di alluminio</li> <li>(0200) 2 capsule di Petri</li> <li>(1660) 1 fresa per resina</li> <li>(3030) 1 confezione di 5 frese al carburo di tungsteno</li> <li>(1670) 1 confezione di 100 valli preformati in cera</li> <li>(0100) 1 vassoio in alluminio</li> <li>(0105) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi</li> </ul> <p>Il vassoio contiene tutta la strumentazione necessaria ed i materiali d'uso per realizzare circa 100 portaimpronta su misura.</p> <p><b>Costo indicativo unitario per l'odontoiatra dei materiali per eseguire un singolo portaimpronta su misura: € 1,66</b></p>
	€ 208,21	<b>Vassoio 34</b> per protesi mobile, diviso in due parti.	<b>0040</b>	<p>Componenti del vassoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1680) 1 confezione di portaimpronta con: <ul style="list-style-type: none"> <li>13 portaimpronta inferiori</li> <li>11 portaimpronta superiori</li> <li>1 compasso</li> <li>1 contenitore</li> </ul> </li> <li>(1660) 1 fresa per resina</li> <li>(0200) 1 capsula di Petri</li> <li>(1700) 1 confezione di 15 bastoncini di pasta termoplastica</li> <li>(1610) 1 confezione di 30 fogli di cera verde morbida</li> <li>(0520) 1 spatola per tagliare il vallo in cera</li> <li>(1710) 1 piano di Fox</li> <li>(2140) 1 confezione di 2 pennarelli a punta fine</li> <li>(3041) 1 calibro lineare millimetrato</li> <li>(0100) 1 vassoio in alluminio</li> <li>(3305) 1 coperchio per vassoio</li> <li>(0105) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi</li> </ul> <p>Il vassoio contiene tutta la strumentazione necessaria ed i materiali d'uso per la realizzazione di circa 100 protesi mobili.</p> <p><b>Costo indicativo unitario per l'odontoiatra dei materiali per eseguire una singola protesi mobile totale: € 1,88</b></p>
	€ 42,34	<b>Vassoio 35</b> per sviluppo delle impronte con gesso.	<b>0041</b>	<p>Componenti del vassoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1505) 1 scodella</li> <li>(1652) 1 contenitore con contagocce medio</li> <li>(1720) 1 confezione di gesso</li> <li>(1502) 1 contenitore medio</li> <li>(1504) 2 spatole grandi</li> <li>(0118) 1 rotolo di polietilene</li> <li>(0100) 1 vassoio in alluminio</li> <li>(0105) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi</li> </ul> <p>Il vassoio contiene tutta la strumentazione necessaria ed i materiali d'uso per sviluppare in studio circa 100 impronte.</p> <p><b>Costo indicativo unitario per l'odontoiatra per sviluppare una singola impronta in gesso: € 0,41</b></p>

## L'IMPACCO CHIRURGICO CON MAGGIORE ADERENZA AI TESSUTI

FOTO	PREZZO	NOME	CODICE	DESCRIZIONE
	€ 567,72	<b>Vassoio 36</b> per ribasare le protesi mobili, diviso in quattro parti.	<b>0042</b>	<p>Componenti dei vassoi:</p> <p>1 confezione di materiale per ribasature dirette rigide:  1 flacone di adesivo con pennello  1 cartuccia di materiale per ribasature dirette rigide  10 puntali di miscelazione tipo 8  1 dispenser per cartucce tipo 2</p> <p>(1744)</p> <p>1 confezione di materiale per ribasature funzionali con:  1 bicchierino grande in vetro  2 fiale di misurazione per il liquido</p> <p>(1760)</p> <p>1 spatola</p> <p>(0520)</p> <p>1 confezione di materiale per ribasature dirette morbide:  1 flacone di adesivo con pennello applicatore  1 cartuccia di materiale per ribasature  4 scodelline monouso con una serie di pozzetti  1 flacone di glazing  1 flacone di catalizzatore  1 manico monouso per pennellini  20 pennellini monouso</p> <p>(1740)</p> <p>(1741) 1 dispenser per cartucce tipo 2  (0200) 2 capsule di Petri  (0660) 1 forbice chirurgica curva  (1766) 1 manico per bisturi  (1765) 1 confezione di 100 lame per bisturi n. 15  (1660) 1 fresa per resina con attacco per contrangolo  (0100) 2 vassoi in alluminio  (0101) 2 vassoi piccoli in alluminio  (3304) 1 coperchio per vassoio piccolo in alluminio  (0105) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi  (0106) 1 confezione di 250 salviette monouso per vassoi piccoli</p> <p><i>Il vassoio contiene tutta la strumentazione necessaria ed i materiali d'uso per eseguire circa 40 ribasature.</i></p> <p><b>Costo indicativo unitario per l'odontoiatra per eseguire una singola ribasatura di protesi: € 11,24</b></p>